


Quintessenz TEAM JOURNAL



„Medizin trifft Zahnmedizin“ – Am Anfang steht immer die Anamnese (Teil 1)

Die Problematik des RDA-Wertes in der Theorie und in der klinischen Praxis

Patienten finden – Patienten binden

Teamarbeiten: Sinnvoll oder Zeitvergeudung?

PROPHYLAXE

42. Jahrgang
9.2012

 Quintessenz Verlag, Ifenpfad 2-4, 12107 Berlin
PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, 02230
Ausland: Presse und Buch International

litätsmanagement regelmäßig zertifizieren. Eine solche Zertifizierung bescheinigt, dass sämtliche Arbeitsschritte sowohl im eigenen Unternehmen, als auch hinsichtlich der Zulieferbetriebe dem international anerkannten Standard EN ISO 13485:2003 + AC 2007/EN ISO 9001:2008 entsprechen. Ein wichtiges Kriterium, das Einblicke zur Arbeitsweise des jeweiligen Unternehmens liefert, ist zudem die Kundenzufriedenheit. Hier werden ebenfalls durch den deutschen TÜV objektive

Prüfungen vorgenommen – etwa im Rahmen der TÜV Service tested Zertifizierung. Der Bremer Zahnersatzanbieter dentaltrade mit eigenem Meisterlabor in China erhielt hier etwa im Jahr 2011 das Prädikat Preis-Leistung „sehr gut.“

Fazit: Auch wenn der Markt für Auslandszahnersatz in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist, können TÜV-Zertifizierungen und Befragungen zur Kundenzufriedenheit wichtige Entscheidungshilfen in Bezug auf

die Qualität und den Preis von Auslandszahnersatz bieten. Weitere Informationen zum Thema etwa unter www.dentaltrade.de

Hersteller:

dentaltrade GmbH & Co. KG

Produkt: Auslandszahnersatz

Kontakt:

dentaltrade GmbH & Co. KG


Grazer Str. 8

28359 Bremen

Tel.: +49-421-247 147-0

Fax: +49-421-247 147-9

www.dentaltrade-zahnersatz.de



Emmi-dental Professional plus Ultraschall-Zahncreme: das Dream Team für die Zahnreinigung und Mundhygiene

Die klinisch getestete Ultraschallzahnbürste „Emmi-dental Professional“ reinigt ausschließlich durch Ultraschallschwingungen, nicht nur die Zähne, sondern auch Zahnzwischenräume, Fissuren und Zahnfleischtaschen. 96 Millionen Luftschwingungen pro Minute, mit sehr geringer Leistung von 0,2 Watt, mit sehr hoher Frequenz und ganz ohne

zu bürsten! Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine „normale elektrische Zahnbürste“, aber sie wirkt völlig anders. Sie wird lediglich an die Zähne gehalten. Kein Bürsten, kein Schrubben, kein zu starker Druck! Durch den weichen Strahl des Ultraschalls entstehen durch die milde, frische Spezialzahncreme des Unternehmens, die wahlweise keinen oder nur einen sehr geringen Fluoridgehalt von 0,1 Prozent hat, Mikrobäschen. Sie entfernen sehr schonend Zahnstein, Verfärbungen durch Tee, Kaffee, Rotwein, Nikotin. Mund ausspülen und zurück bleiben strahlende gesunde Zähne und ein gut durchblutetes Zahnfleisch. Der Mundraum ist antibakteriell gereinigt.

Der Clou: die richtige Zahnpasta
Die Ultraschall-Zahncreme von Emmi Ultrasonic GmbH bildet durch die Ultraschallschwingungen Millionen von Mikrobäschen, die selbst in kleinste Zahnzwischenräume gelangen. Durch Implosion nehmen sie die schädlichen Beläge wie Plaque,

Zahnstein, Verunreinigungen mit. Sie zerstören selbst die Zellwände und Zellkerne der Bakterien. Entzündungen wie Aphthen, Parodontitis und Parodontose werden schnell geheilt, zurück bleiben gesunde Zähne und schön durchblutetes Zahnfleisch. Diese antibakterielle und therapeutische Wirkung macht den Besuch beim Zahnarzt zum Spaßfaktor. Denn der Zahnarzt freut sich über das gesunde Gebiss seines Patienten, ein Leben lang.

Die Spezialzahncreme gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Fresh (mit Minze) und Mild (ohne Minze). Sie enthält ≤ 500 ppm Fluoride. Weitere Informationen durch: www.emmi-dent.de.

Hersteller: Emmi-Dent

Produkt: Emmi-dental Professional

Kontakt: Emmi Ultrasonic GmbH

Gerauer Straße 34

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon: +49 (0) 6105 406 700

Fax: +49 (0) 6105 406 750

Web: www.emmi-dent.de

E-Mail: info@emmi-dent.de