


Emmi-06 UVC



Technische Daten Emmi-06 UVC

Parameter	Wert
Stromversorgung	220 V / 60 Hz
Ultraschall-Leistung	35 W
Außenmaße L x B x H (mm)	202 x 132 x 129
Wanneninnenmaß L x B x H (mm)	170 x 100 x 55
Wanneninhalt	0,65 Liter
UVC Lampe	1x 5.3 W UV-C Leuchtmittel
UV-C Wellenlänge	253,7 nm (ozonfrei)

Technische Änderungen vorbehalten!