

Ultraschall Reiniger EMAG Emmi-H22

Beschreibung:

**Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.
Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.**

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 300 x 170 x 225 mm

Wanne-Innen (L x B x H): 240 x 140 x 65 mm

Korb-Innen (L x B x H): 220 x 120 x 50 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 1,65 Liter

Arbeitsfüllmenge: 1,4 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Nein

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 30-90 °C

Technische Daten:

Schwingsystem: 2

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz

Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt

Gesamtleistung in W: 250 Watt

Heizleistung max.: 150 Watt

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220 - 240 V



Alle unsere Ultrasonicreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!