

Emmi-07 D



Technische Daten Emmi-07 D

Beschreibung:

Universalgerät 0,7 L mit Edelstahl-Schwingwanne und -gehäuse, Zeitschaltung 1-4 min..

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 210 x 145 x 150mm

Wanne-Innen (L x B x H): 152 x 87 x 65mm

Korb-Innen (L x B x H): 144 x 84 x 40 mm

Korb-Maschenweite: 7 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 0,7 Liter

Arbeitsfüllmenge: 0,5 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Kunststoff ABS

Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Nein

Zeitschaltuhr: 1-4 min

Technische Daten:

Schwingensystem: 2 PZT Breitstrahl-Schwingsystem

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 45 kHz

Ultraschall-Eingangsleistung: max. 80 Watt

Gesamtleistung in W: 160 W

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220 - 240 V

Zubehör:

Deckel aus Kunststoff – geräuschhemmend -

Korb - aus Edelstahl- schont Reinigungsgut und Schwingwanne –



- ① Start / Stopp
- ② Timer
- ③ Korb
- ④ LED Anzeige
- ⑤ Deckel

Das Gerät wird mit Deckel und Korb geliefert.

- Technische Änderungen vorbehalten ! -