

# EMAG Emmi 08 STH Ultraschallreiniger

## **Beschreibung:**

**Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse.  
Zeitschaltuhr 1-15 min., Dauerbetrieb**

## **Abmessungen:**

Gerät-Außen (L x B x H): 200 x 110 x 160 mm

Wanne-Innen (L x B x H): 180 x 90 x 50 mm

Korb-Innen (L x B x H): 178 x 85 x 40 mm

## **Inhalt:**

Wanneninhalt: 0,8 Liter

Arbeitsfüllmenge: 0,7 Liter

## **Ausstattung:**

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Schutzgrad: IP 32

Heizung: 20 – 80 Grad

Ablaufhahn: Nein

Zeitschaltuhr: 1-15 min / Dauerbetrieb

## **Technische Daten:**

Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwellen

Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz

Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt

Gesamtleistung in W: 180 Watt

Heiz -Leistung max. 120 Watt

Netzspannung: 50 / 60 Hz

Netzanschluss: 220 - 240 V

## **Zubehör:**

**Deckel** aus Edelstahl - geräuschhemmend -

Deckel-Außen

**Korb** - aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne -



---

Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit einem Deckel, Korb sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!